

Pleckstrin Rabbit mAb

货号: B30170

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	40kDa
实测分子量	40kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-937,HeLa,Mouse spleen
细胞定位	cytoplasm,cytosol,extracellular region,plasma membrane,ruffle membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Pleckstrin.
序列	MEPKRIREGYLVKKGSVFNTWKPMWVVLLEDGIEFYKKKSDNSPKGMIPLKGSTLTSPCQDFGKRMFVKITTTKQQDHF FQAAFLEERDAWVRDIKKAI

靶点信息

研究背景	Major protein kinase C substrate of platelets.
基因ID	5341
基因名	PLEK
Swiss	P08567

别名	PLEK;P47
----	----------

产品验证



Western blot analysis of Pleckstrin expressed in U-937,HeLa,Mouse spleen using Pleckstrin Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn