

BHMT Rabbit mAb

货号: B30175

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	44kDa
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Rat liver
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human BHMT.
序列	LRIASGRPYNPMSKPDGWSVTKGTAEMLQQKEATTEQQLKELFEKQKFSQ

靶点信息

研究背景	This gene encodes a cytosolic enzyme that catalyzes the conversion of betaine and homocysteine to dim ethylglycine and methionine, respectively. Defects in this gene could lead to hyperhomocyst(e)inemia, but such a defect has not yet been observed.
基因ID	635

基因名	BHMT
Swiss	Q93088
别名	BHMT;BHMT1;HEL-S-61p

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn