

NDRG3 Rabbit mAb

货号: **B30192**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	31kDa/39kDa/41kDa
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HeLa,Mouse thymus
细胞定位	cytoplasm,extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human NDRG3.
序列	QEELQANLDLIQTYRMHIAQDINQDNLQLFLNSYNGRRDLEIERPILGQNDNKSCTLKCSTLLVVGDNSPAVEAVVECN SRLNPINTLLKMADCGGLPQVVQPGKLTEAFKYFLQGMGYIPSASMTLRLARSRTHSTSSSLGSGESPF SRSVTSNQSDGTQESCESPDVLD RHQTMEVSC

靶点信息

研究背景	Predicted to be involved in signal transduction. Located in cytoplasm.
基因ID	57446
基因名	NDRG3

Swiss	Q9UGV2
别名	NDRG3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn