

Phospho-HSF1 (S326) Rabbit mAb

货号: B30320

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	52kDa/57kDa
实测分子量	82kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,K-562,HepG2,MCF7
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Phospho-HSF1 (S326).
序列	DARGHTDTEGRPPSPPTSTPEKCLSVACLDKNELSDHLDAMDSNLDNLQTMLSSHGFSVDTSALLDLFSPSVTVPDMS LPDLDSSLASIQELLSPQEPPRPPEAENSSPDSGKQLVHYTAQPLFLLDPGSVDTGSNDLPVLFELGEGSYFSEGDGFAED PTISLLTGSEPPKAKDPTVS

靶点信息

研究背景	The product of this gene is a heat-shock transcription factor. Transcription of heat-shock genes is rapidly induced after temperature stress. Hsp90, by itself and/or associated with multichaperone complexes, is a major repressor of this gene.
------	--

基因ID	3297
基因名	HSF1
Swiss	Q00613
别名	HSF1;HSTF1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn