

Olig1 Rabbit mAb

货号: B30359

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	35kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Olig1.
序列	GPAAPRLLLAGLPLLAAAPGSVLLAPGAVGPPDALRPAKYLSLALDEPPCGQFALPGGGAGGPGLCTCAVCKFPHLVPASLGLAAVQAQFSK

靶点信息

研究背景	Promotes formation and maturation of oligodendrocytes, especially within the brain. Cooperates with OLI G2 to establish the pMN domain of the embryonic neural tube (By similarity.
基因ID	116448
基因名	OLIG1

Swiss	Q8TAK6
别名	OLIG1;BHLHB6;BHLHE21

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn