

FRS2 Rabbit mAb

货号: B30415

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	57kDa
实测分子量	57kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney
细胞定位	Endomembrane system
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human FRS2.
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	10818
基因名	FRS2

Swiss	Q8WU20
别名	FRS2; FRS1A; FRS2A; FRS2alpha; SNT; SNT-1; SNT1; fibroblast growth factor receptor substrate 2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn