

AZI2 Rabbit mAb

货号: B30470

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	26kDa/28kDa/44kDa
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,SH-SY5Y,Mouse testis,Rat testis
细胞定位	cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human AZI2.
序列	

靶点信息

研究背景	AZI2, or NAP1, contributes to the activation of NFkB (see MIM 164011)-dependent gene expression by activating IKK-related kinases, such as NAK (TBK1; MIM 604834) (Fujita et al., 2003 [PubMed 14560022]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
基因ID	64343
基因名	AZI2

Swiss	Q9H6S1
别名	AZ2;NAP1;TILP;AZI2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn