

NGFR Rabbit mAb

货号: B30502

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	35kDa/45kDa
实测分子量	75kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	PC-3,SW480,PC-12,A375,A673,ES-2,MCF7, Mouse heart,Mouse brain
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human NGFR .
序列	KGDGGLYSSLPPAKREEVEKLLNGSAGDTWRHLAGELGYQPEHIDSFTHEACPVRALLASWATQDSATLDALLAALRRIQ RADLVESLCSESTATSPV

靶点信息

研究背景	Nerve growth factor receptor contains an extracellular domain containing four 40-amino acid repeats with 6 cysteine residues at conserved positions followed by a serine/threonine-rich region, a single transmembrane domain, and a 155-amino acid cytoplasmic domain. The cysteine-rich region contains the nerve growth factor binding domain.
------	---

基因ID	4804
基因名	NGFR
Swiss	P08138
别名	CD271;Gp80-LNGFR;TNFRSF16;p75(NTR);p75NTR;NGFR

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn