

Hes1 Rabbit mAb

货号: B30503

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	29kDa
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,SKOV3
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Hes1.
序列	FAPPPPLVPIPGGAAPPPGGAPCKLGSQAGEAAKVFGGFQVVPAPDGGQFAFLIPNGAFAHSGPVIPVYTSNSGTSVGPNAV SPSSGPSLTADSMWRPWRN

靶点信息

研究背景	This protein belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors. It is a transcriptional repressor of genes that require a bHLH protein for their transcription. The protein has a particular type of basic domain that contains a helix interrupting protein that binds to the N-box rather than the canonical E-box.
------	---

基因ID	3280
基因名	HES1
Swiss	Q14469
别名	HES1;HES-1;HHL;HRY;bHLHb39

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn