

SATB2 Rabbit mAb

货号: B30672

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	69kDa/82kDa
实测分子量	83kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2
细胞定位	histone deacetylase complex,nuclear matrix,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human SATB2.
序列	HDVGLYPDQEIHTLSAQLDLPKHTIIKFFQNQRYHVKHHGKLKEHLGSAVDVAEYKDEELLTESEENDSEEGSEEMYKVE AEEENADKSKAAPAEIDQR

靶点信息

研究背景	This gene encodes a DNA binding protein that specifically binds nuclear matrix attachment regions. The encoded protein is involved in transcription regulation and chromatin remodeling. Defects in this gene are associated with isolated cleft palate and cognitive disability. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
基因ID	23314

基因名	SATB2
Swiss	Q9UPW6
别名	SATB2;GLSS

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn