

NDUFS3 Rabbit mAb

货号: B30710

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	14kDa/30kDa
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Mouse kidney,Mouse heart,Mouse skeletal muscle,Rat kidney,Rat heart,Rat skeletal muscle
细胞定位	Mitochondrion inner membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human NDUFS3.
序列	ESAGADTRPTVRPRNDVAHKQLSAFGEYVAEILPKYVQQVQVSCFNELEVCIHPDGVIPVLTFLRDHTNAQFKSLVDLTAV DVPTRQNRFEIVYNLLSLRFNSRIRVKTYTDELTPIESAVSVFKAANWYEREIWDMGVFFANHPDLRRILTDYGFEGHPFR KDFPLSGYVELRYDDEVKRVVAEPVELAQEFRKFDLNSPWEAFPVYRQPPESLKLEAGDKKPKDAK

靶点信息

研究背景	This gene encodes one of the iron-sulfur protein (IP) components of mitochondrial NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I). Mutations in this gene are associated with Leigh syndrome resulting from mitochondrial complex I deficiency.
------	--

基因ID	4722
基因名	NDUFS3
Swiss	O75489
别名	NDUFS3;CI-30

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn