

UCHL5IP Rabbit mAb

货号: B30717

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	37kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,Mouse testis,Rat testis
细胞定位	centrosome,cytosol,nucleolus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human UCHL5IP.
序列	

靶点信息

研究背景	This gene encodes a subunit of the augmin complex, which regulates centrosome and mitotic spindle integrity, and is necessary for the completion of cytokinesis. The encoded protein was identified by interaction with ubiquitin C-terminal hydrolase 37. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Sep 2012]
基因ID	55559
基因名	HAUS7

Swiss	Q99871
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn