

Olig3 Rabbit mAb

货号: B30807

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	29kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Olig3.
序列	HAANSVHPVHPILGGALSSGNASSPLSAASLPAIGTIRPPHSLLKAPSTPPALQLGSGFQHWAGLPCPCTICQMPPPPHLSA LSTANMARLSAESKDLLK

靶点信息

研究背景	May determine the distinct specification program of class A neurons in the dorsal part of the spinal cord and suppress specification of class B neurons.
基因ID	167826
基因名	OLIG3

Swiss	Q7RTU3
别名	OLIG3; Bhlhb7; bHLHe20; oligodendrocyte transcription factor 3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn