

Frizzled 8 Rabbit mAb

货号: B31015

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	73kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,A-549,HeLa,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Golgi apparatus,neuronal dense core vesicle,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Frizzled 8.
序列	PDRMRCDRLPEQGNPDTLCMDYNRTDLTTAAPSPRRRLPPPPGEQPPSGSGHGRPPGARPPHRGGGRGGGGGDAAA PPARGGGGGGKARPPGGGAAPCEPGCQCRAPMVSVSSERHPLYNRVKTGQIANCALPCHNPFFSQDERA

靶点信息

研究背景	
基因ID	8325
基因名	FZD8

Swiss	Q9H461
别名	FZ-8;hFZ8;FZD8

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn