

Flotillin 1 Rabbit mAb

货号: B31060

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	42kDa/47kDa
实测分子量	48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,A-549,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane,Endosome,Melanosome,Membrane,Peripheral membrane protein,caveola
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Flotillin 1 .
序列	HDDQDY ^L HSLGKARTAQVQKDARIGEA ^E AKRDAGIREAKAKQEKVSAQYLSEIEMAKAQRDYELKKAAYDIEVNTRRAQADLAYQLQVAKTKQ ^Q IEEQRVQVQVVERAQQVAVQEQE ^I ARREKELEARVRKPAAEARYKLERLAEAEKSQLIMQAEAEAASVRMRGEAE ^A FAIGARARAEAEQMAKKAEAFQLYQEAAQLDMLLEKLPQVAEEISGPLTSANKITLVSSGSGTMGAAKVTGEVLDILTRLPE ^S VERLTGVSISQVNHKPLRTA

靶点信息

研究背景	This gene encodes an protein that localizes to the caveolae, which are small domains on the inner cell me mbranes. This protein plays a role in vesicle trafficking and cell morphology. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	10211

基因名	FLOT1
Swiss	O75955
别名	FLOT1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn