

NUDT19 Rabbit mAb

货号: B31099

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	42kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,K-562,Jurkat,Rat heart
细胞定位	cytosol,peroxisomal matrix
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human NUDT19.
序列	HVFSGGVLDAADRSADWLGLFAPHHGPPRFGLGPAPFSRTAFPSLPDTDDHKTDNTGTLPEDVAFRICAVREAFEEAGVLLLRPTSPPGPAPGPGLALEPPPGLASWRDRVRQDPRHFLRLCAHLDCPTD

靶点信息

研究背景	Predicted to enable magnesium ion binding activity. Predicted to be involved in purine nucleoside bisphosphate metabolic process. Predicted to be located in cytosol and peroxisomal matrix.
基因ID	390916

基因名	NUDT19
Swiss	A8MXV4
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn