

IRS1 Rabbit mAb

货号: B31189

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	131kDa/180kDa
实测分子量	170kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	caveola,cytoplasm,cytosol,nucleoplasm,nucleus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human IRS1.
序列	SPTGPQGAAELAHHSSLLGGPQGPQGMSAFTRVNLSPNRNQSAKVIRADPQGCRRRHSSSETFSSTPSATRVGNTVPFGA GAAVGGGGGGSSSSSEDVKRHSSASFENVWLRPGELGGAPKEPAKLCGAAGGLENLNYIDLVLKDFKQCPQECTPEP QPPPPPPPHQLPGSGESSSTRRSSEDL SAYASISFQKQPEDRQ

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
基因ID	3667

基因名	IRS1
Swiss	P35568
别名	HIRS-1;IRS1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn