

MT-ND1 Rabbit mAb

货号: B31292

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	38kDa
实测分子量	38kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney,Rat brain,Rat kidney
细胞定位	mitochondrial inner membrane,mitochondrial membrane,mitochondrial respiratory chain complex I
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human MT-ND1.
序列	MPMANLLLLIVPILIAMAFLMLTERKILGYMQLRKGPNVVGPYGLLQPFADAMKLFTKEPLKPATSTITLYITAPTLALTIALLLW TPLPMPNPLVNLNL

靶点信息

研究背景	Core subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I which catalyzes electron transfer from NADH through the respiratory chain, using ubiquinone as an electron acceptor. Essential for the catalytic activity and assembly of complex I.
基因ID	4535
基因名	MT-ND1

Swiss	P03886
别名	MTND1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn