

Hsp20 Rabbit mAb

货号: B31311

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	17kDa
实测分子量	17kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Hsp20.
序列	MEIPVPVQPSWLRRASAPLPGLSAPGRFLDQRFGEGLLEAELAALCPTTLAPYYLRAPSVALPVAQVPTDPGHFSVLLDVKH FSPEEIAVKVVGHEHVEVHARHEERPDEHGFVAREFHRRYRLPPGVDPAAVTSALSPEGVLSIQAAPASAQAPPPAAAK

靶点信息

研究背景	This locus encodes a heat shock protein. The encoded protein likely plays a role in smooth muscle relaxat ion.
基因ID	126393

基因名	HSPB6
Swiss	O14558
别名	HSPB6;HEL55;Hsp20;PPP1R91

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn