

TMEM192 Rabbit mAb

货号: B31324

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,U-251MG,Rat testis
细胞定位	endosome,late endosome,lysosome,nucleoplasm,perinuclear region of cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human TMEM192.
序列	

靶点信息

研究背景	Enables protein homodimerization activity. Located in several cellular components, including late endosome; lysosomal membrane; and perinuclear region of cytoplasm.
基因ID	201931
基因名	TMEM192

Swiss	Q8IY95
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn