

Mammaglobin A Rabbit mAb

货号: B31371

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	18kDa
实测分子量	18kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474
细胞定位	extracellular space
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Mammaglobin A.
序列	MKLLMVLMLAALSQHCYAGSGCPLENVISKINPQVSKTEYKELLQEFIDDNATTNAIDELKECFLNQTDETLSNVEVFMQ LIYDSSLCDLF

靶点信息

研究背景	Predicted to be involved in androgen receptor signaling pathway. Predicted to be located in extracellular region. Predicted to be active in extracellular space.
基因ID	4250
基因名	SCGB2A2

Swiss	Q13296
别名	MGB1; UGB2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn