

# Phospho-MLKL (S345) Rabbit mAb

货号: B31469

产品信息

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Mouse                                                                                         |
| 宿主    | Rabbit                                                                                        |
| 克隆性   | Monoclonal                                                                                    |
| 预测反应  |                                                                                               |
| 应用    | WB IP                                                                                         |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000<br><b>IP:</b> 1:20 - 1:50                                           |
| 理论分子量 |                                                                                               |
| 实测分子量 | 54kDa                                                                                         |
| 形式    | Liquid                                                                                        |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                  |
| 阳性对照  |                                                                                               |
| 细胞定位  |                                                                                               |
| 纯化    | Affinity purification                                                                         |

抗原信息


|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to mouse Phospho-MLKL (S345). |
| 序列   |                                                                        |

靶点信息

|       |                |
|-------|----------------|
| 研究背景  |                |
| 基因ID  |                |
| 基因名   |                |
| Swiss | Q9D2Y4(Mouse ) |

|    |  |
|----|--|
| 别名 |  |
|----|--|

产品验证



Western blot analysis of Phospho-MLKL (S345) expressed in mouse heart using Phospho-MLKL (S345) Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)